

THALYA

La importancia del mantenimiento de las piezas de mano y las turbinas.
Los instrumentos más críticos en absoluto.

Compañeros de trabajo de todo odontólogo, estos instrumentos se caracterizan por su elevada complejidad, que comporta un mantenimiento cuidadoso y constante en el tiempo.

Su correcta lubricación resulta por tanto fundamental para prolongar su vida útil y garantizar las máximas prestaciones uso tras uso.

El correcto procedimiento de tratamiento de un instrumento giratorio

PROTOCOLO MANUAL



Cada una de estas fases es fundamental. El protocolo es único, pero puede efectuarse de distintas maneras:

PROTOCOLO SEMIAUTOMÁTICO



Características técnicas

Datos técnicos	
Tensión de alimentación	100/240 V - 50/60 Hz
Potencia nominal	30 W
Dimensiones externas (AxHxP)	340 x 400 x 370 mm
Peso neto	Thalya 12,5 kg
Capacidad lubricante	Aerosol de 200 a 500 ml
Presión de servicio	4-6 bar presión de flujo
Consumo de aire (MÁX.)	40 NI/min
Conexión aire comprimido	6 x 4

Adaptadores disponibles*
Adaptador para piezas de mano micromotor Thalya
Adaptador para turbinas Cefla
Adaptador para turbinas Kavo® conexión MULTIflex®**
Adaptador para turbinas Sirona®**
Adaptador para turbinas W&H® conexión Roto Quick**
Adaptador para turbinas NSK conexión PTL-CL-LED**
Adaptador para turbinas Bien-Air® conexión Unifix®**
Adaptador Borden 2 vías**
Adaptador para piezas de mano micromotor con spray externo

* Identificar con el revendedor el adaptador idóneo para las piezas de mano de otras marcas.

** Se señala que las marcas de identificación de los productos no pertenecen a Cefla ni a sus empresas vinculadas y se indican a título meramente descriptivo y funcional al destino de uso del producto accesorio.

Nota: la máquina se vende desprovista de adaptadores.

THALYA CE



BU Medical Equipment
Sede legale ed amministrativa
Headquarters
Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

Stabilimento
Plant
Via Bicocca, 14/c
40026 Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601

09/2024 - STHASP241S01
Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso. Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



THALYA

El mantenimiento se simplifica



Thalya. El mantenimiento simple

Thalya es una nueva aliada para el mantenimiento de los instrumentos giratorios. Simple e intuitiva, asegura un perfecto mantenimiento mediante la lubricación y la purga de las turbinas y piezas de mano. Es suficiente conectar el aire comprimido y la alimentación eléctrica para poder utilizar inmediatamente la máquina.



Hasta 4 instrumentos simultáneamente

Thalya ofrece la posibilidad de tratar hasta 4 instrumentos simultáneamente:

- Turbinas
- Piezas de mano para micromotor

Es suficiente disponer del adaptador adecuado para efectuar el tratamiento. Thalya ha sido concebida para facilitar el trabajo del operador. Las conexiones pueden girar a 45°, facilitando de este modo las operaciones de montaje y desmontaje de los instrumentos.



Limpieza del mandril

Mediante el soporte correspondiente se podrá tratar también el mandril, eliminando todos los residuos de polvo y suciedad presentes en la cabeza de la pieza de mano.



Higiene del dispositivo

El diseño innovador y las características de la cuba de tratamiento permiten su completa y perfecta higienización. Extrayendo la puerta frontal y el cajón de recogida de los líquidos se puede efectuar una limpieza completa de la máquina.



Conectividad

Thalya está dotada de wifi integrado. Conectada a la red, puede recibir el servicio de asistencia técnica a distancia Easy Check.



Lubricación y purga de 4 instrumentos en menos de un minuto

El ciclo de Thalya está compuesto por tres fases:

- Purga de los conductos
- Lubricación
- Purga del aceite en exceso

El tratamiento de 4 instrumentos simultáneamente tiene una duración total de unos 55 segundos.



Alojamiento universal para aceite lubricante

Thalya está predispuesta para acoger cualquier aerosol de lubricante (de 200 a 500 ml).

El operador podrá elegir libremente el más adecuado para sus piezas de mano. Máxima flexibilidad para asegurar un resultado ideal en cualquier situación.



Botonera simple e intuitiva

La botonera de control de Thalya permite una interacción inmediata con la máquina. El operador tiene la posibilidad de personalizar la duración de las fases del ciclo.



Plug & Play

Es suficiente conectar la máquina al aire comprimido y a la corriente eléctrica e introducir el aerosol de lubricante para poder utilizarla inmediatamente.